

Недоступен ни один перевод.

Шоковая заморозка плазмы крови (быстрозамораживатель) ЗМПШ 16-80-1



Для заморозки плазмы крови в соответствии с требованиями программы борьбы со СПИДом и указом «О инфекционной безопасности донорской крови и ее компонентов» открытое акционерное общество «ХОЛОД» предлагает Вам установку ЗМПШ 16-80-1 для шокового замораживания плазмы крови в стандартных пластиковых пакетах . Установка изготовлена по типу «ларь», проста и удобна в эксплуатации. Малошумящая система охлаждения установки позволяет устанавливать ее непосредственно в рабочих помещениях. Внутренняя камера выполнена из нержавеющей стали. В комплект поставки входят два специальные контейнера из нержавеющей стали для размещения стандартных пластиковых пакетов в количестве восьми штук.

Регулятор температуры с цифровой индикацией, расположенный на панели управления, индицирует в цифровом формате заданную и текущую температуру в охлаждаемом объеме.

□

□

Модель

Количество контейнеров

Количество пакетов

Минимальная температура в камере

Время выхода на режим

Время задержки

(до -40°С в ядре)

Габаритные размеры установки, мм

Напряжение питания

шт

шт

°C

мин

мин

ширина

глубина

высота

В

ЗМПШ	16-80
------	-------

4

16

-80

60

45-50

1585

733

930

380
