

Недоступен ни один перевод.

Шоковая заморозка плазмы крови (быстрозамораживатель) ЗМПШ 8-80-1



Для заморозки плазмы крови в соответствии с требованиями программы борьбы со СПИДом и указом «О инфекционной безопасности донорской крови и ее компонентов» открытое акционерное общество «ХОЛОД» предлагает Вам установку ЗМПШ 8-80-1 для шокового замораживания плазмы крови в стандартных пластиковых пакетах . Установка изготовлена по типу «ларь», проста и удобна в эксплуатации. Малошумящая система охлаждения установки позволяет устанавливать ее непосредственно в рабочих помещениях. Внутренняя камера выполнена из нержавеющей стали. В комплект поставки входят два специальные контейнера из нержавеющей стали для размещения стандартных пластиковых пакетов в количестве восьми штук.

Регулятор температуры с цифровой индикацией, расположенный на панели управления, индицирует в цифровом формате заданную и текущую температуру в охлаждаемом объеме.

Технические характеристики ЗМПШ 8-80-1

Модель	Количество контейнеров	Количество пакетов	Минимальная температура в камере	Время выхода на режим	Время заморозки (до -40°С в ядре)	Габаритные размеры установки, мм		
	шт	шт	°С	мин	мин	ширина	глубина	высота
ЗМПШ 8-80	2	8	-80	60	45-50	1385	733	1000